



**biodevice**  
*biological solutions*

# QUEM SOMOS



A Biodevice Medical atua no mercado com soluções inovadoras para saúde, comercializando produtos e serviços de alta tecnologia e qualidade na área de implantes médicos, nos segmentos da ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, oncologia, cabeça e pescoço e medicina regenerativa.


Fundada em 2017 e sediada na cidade de São Caetano do Sul, a Biodevice Medical, disponibiliza aos seus clientes soluções em biomateriais.

Procuramos promover a satisfação de nossos clientes no mercado médico através do atendimento qualificado de nossos colaboradores, motivados e capacitados, que asseguram a seus consumidores ética, segurança, respeito e preços acessíveis, além de produtos a pronta entrega.

# FORNECEDORES



Um encontro com o futuro



AROA





## CURATIVO

### ENDOFORM NATURAL



### ENDOFORM ANTIMICROBIANO



**Matriz Extracelular 85% colágeno e  
15% moléculas importantes**



# COLETA DE ENXERTO COMPOSTO

## ONE STEP



Uso do laser para extração de tecido adiposo preservando adipócitos e células tronco.


Sem queimaduras, retração de pele, baixo volume de infiltração.

Viabilização para enxerto composto destinado a regeneração de pele, tecido subcutâneo, cartilagem e mucosas.



## MATRIZ DE COLAGENO

### CaReS®-1S



CaReS®-1S é um implante redondo, estéril e pronto para uso, baseado em uma matriz densa de colágeno nativo tipo I. O produto, produzido através de processo patenteado pela empresa austríaca, preenche lesões de joelho e tornozelo com uma estrutura matricial, permitindo a regeneração de células autólogas no local. A consistência do produto semelhante a gel permite uma cobertura adequada e reconstrução rápida da superfície articular.

**TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, QUALIDADE DE VIDA  
E SEGURANÇA EM UM ÚNICO PRODUTO!**



## ANTIADERENTES E HEMOSTÁTICOS

### Adhesion STP+



Antiaderentes / Antifibróticos 100%  
bioabsorvíveis com ação  
hemostática

### Bleed STP+



Hemostáticos bioabsorvíveis  
híbridos

AGORA EM  
2 NOVAS  
APRESENTAÇÕES:  
GEL E ESPONJA



Um encontro com o futuro

# GINECOLOGIA E TORAXICA

## MEDILASER DUAL 980/1470



Laser infravermelho de alta potência, para a realização de procedimentos cirúrgicos e terapêuticos minimamente invasivos.

Promove a incisão, ablação, coagulação e hemostasia tecidual.



# CIRURGIA PLÁSTICA



## ONE STEP



Uso do laser para extração de tecido adiposo preservando adipócitos e células tronco.

Sem queimaduras, retração de pele, baixo volume de infiltração.

Viabilização para enxerto composto destinado a regeneração de pele, tecido subcutâneo, cartilagem e mucosas.



Um encontro com o futuro

ORTOPEDIA



## SUBSTITUTO ÓSSEO

Biossilex



LANÇAMENTO

OSTEOCONDUTOR PARA  
REGENERAÇÃO ÓSSEA  
100% BIOVIDRO  
BIOGLASS / BIOVIDRO

VitaGraft



LANÇAMENTO

ENXERTO DE  
ÚLTIMA  
GERAÇÃO 70%  
PLGA | 30%  
BTCP

# ORTOPEDIA




Fase Sólida:  
 $\alpha$ -TCP, DCPD, MCPM, HPMC



Fase Líquida:  
Solução aquosa de fosfato de sódio

**SUBSTITUTO ÓSSEO DE FOSFATO DE CÁLCIO**

easyfill




**KIT PARA SUBCONDROPLASTIA**

LAS

ORTOPEDIA



easycore | hip



SISTEMA HÍBRIDO DE DESCOMPRESSÃO DO QUADRIL

LAS

# ORTOPEDIA




Túnel do Carpo



Túnel Cubital



Fascite Plantar



Recessão  
Gastrocnemius



Túnel de Tarsal

**SISTEMA ENDOSCÓPIO DE LIBERAÇÃO DE TECIDOS MOLES**

# ORTOPEDIA



## ÁCIDOS HIALURÔNICO

OPUS JOINT

Produto Sintético\*



\* isento de traços de origem animal

ÁCIDO HIALURÔNICO  
SINOVIAL PARA  
SUPLEMENTAÇÃO  
VISCOELÁSTICA  
TRANSPARENTE,  
APIROGÊNICO E ESTÉRIL DE  
ALTO PESO MOLECULAR.



Um encontro com o futuro



ÁCIDO HIALURÔNICO SINOVIAL VISCO-  
ANTÁLGICO, COM EXCELENTE NÍVEL DE  
SEGURANÇA E TOLERABILIDADE.  
MÉDIO PESO MOLECULAR.



# ORTOPEDIA



## BARREIRA ANTIBACTERIANA



DAC forma um hidrogel que age como uma barreira temporária, promovendo um mecanismo efetivo de prevenção contra infecção bacteriana.



## **CÂNULA DE BLOQUEIO**



A Cãnula de Bloqueio Bioblock foi desenvolvida para bloqueio de nervos periféricos e do plexo, em procedimentos de dor crônica e aguda, usando estimulação elétrica do nervo e/ou por ultrassom. A Cãnula de Bloqueio Bioblock é utilizado para aplicação de anestésicos, proporcionando anestesia e analgesia em procedimentos cirúrgicos envolvendo extremidades superiores e inferiores, peito e abdômen.





## SISTEMA DE PLACAS INFINITY



Sistema de crescimento guiado de oito placas.

A placa Eight-Plate é um implante seguro e minimamente invasivo que permite uma recuperação pós-operatória rápida com suporte de peso imediato. A placa de oito usa dois orifícios e parafusos divergentes para funcionar como uma dobradiça e evitar a compressão da placa de crescimento. Ele guia suavemente o processo de crescimento natural e restaura o alinhamento dos membros sem a necessidade de osteotomia invasiva.

- Procedimento ambulatorial simples, sem necessidade de gesso.
- Curvas de placa de dois orifícios contornadas para ajuste anatômico e flexibilidade durante o crescimento unilateral.
- Orifício piloto central para posicionamento preciso sobre a fise.
- Parafusos canulados totalmente roscados resistem às forças de tração e permitem a fácil remoção após o tratamento.

# ORTOPEDIA



A Haste Intramedular Ponta Diamante, foi desenvolvida para fraturas diafisária e metáfiso-diafisária de ossos curtos, médios e longos, podendo ser utilizada em, crianças, jovens e adultos, possui um técnica simples para sua utilização

pode ser encontrada nas seguintes dimensões:

Ø1,5 x 300mm	Ø3,0 x 300mm	Ø4,0 x 300mm	Ø1,5 x 440mm	Ø3,0 x 440mm	Ø4,0 x 440mm
Ø2,0 x 300mm	Ø3,2 x 300mm	Ø4,5 x 300mm	Ø2,0 x 440mm	Ø3,2 x 440mm	Ø4,5 x 440mm
Ø2,5 x 300mm	Ø3,5 x 300mm	Ø4,8 x 300mm	Ø2,5 x 440mm	Ø3,5 x 440mm	Ø4,8 x 440mm
		Ø5,0 x 300mm			Ø5,0 x 440mm




## KIT PARA MINI HASTE



Instrumental utilizado para implantação das mini hastes intramedulares.

## MINI HASTE INTRAMEDULAR



Mini Hastes intramedulares para alinhamento, estabilização e fixação de ossos nos mais variados tipos.



# biodevice

[www.biodevice.com.br](http://www.biodevice.com.br)



biodevice



biodevicemedical



biodevice

CNPJ: 28.484.821/0001-60 - IE:636.342.157.111 - Razão Social: BIODEVICE MEDICAL - COMERCIO E IMPORT. DE PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA



Tel.: 11 4224-5382



Rua Francesco Coppini, 68 - Vila Gerti  
São Caetano do Sul - SP - CEP: 09580-000

**Plantão 24hs. (11) 99292-4534**