

BIOPAIN MRI

DE DOR, ASPIRAÇÃO E COLETA

Desenvolvido para tratamento da dor em nervos periféricos, bloqueando estímulos dolorosos e dores crônicas. O Kit para aplicações de medicações analgésicas, anestésicas e anti-inflamatórias, são fabricadas com a mais alta tecnologia Alemã. As cânulas de bloqueio com estimulação oferecem segurança, precisão e conforto para procedimentos guiados tanto por ultrassom quanto por fluoroscopia, com ênfase em medicina regenerativa (MMI) por moduladores específicos.

INDICACÕES:

- Infiltração transforaminalBloqueio do ramo medial
- Bloqueio anestésico seletivo do nervo
- Bloqueio de nervos periféricos





Ombro, Coluna, Quadril, Joelho, Tornozelo e Pé.





CÂNULAS DE:

150mm x 20G







Ponta de agulha ecogênica Ponta da faceta com dois ângulos de inclinação Melhora a visibilidade da ponta da agulha sob ultrassom



Graduações de 360 graus nos primeiros 20 mm da agulha Visibilidade de ultrassom otimizada da haste e ponta da agulha Visualização confiável e otimizada da agulha em qualquer ângulo



Revestimento NanoLine

Filme de polímero muito fino, superfície lisa, diâmetro interno e externo preciso Excelentes propriedades de perfuração e deslizamento através de superfície lisa Estimulação precisa através da ponta da agulha não isolada



Contém marcações de profundidade, fácil de ler e identificar