



PulsaClean® é um sistema de lavagem pulsátil com eficácia clinicamente comprovada para procedimentos ortopédicos e desbridamento de feridas, realizando uma intensa limpeza do leito ósseo e teciduais.

- ▶ Na artroplastia a lavagem pulsátil é essencial para limpeza do leito ósseo e preparação para aplicação do cimento. Esta limpeza, fundamental para uma junção ideal entre osso e cimento, reduz o risco de revisão aumentando a sobrevivência da prótese a longo prazo.
- ▶ No desbridamento e limpeza de feridas, remove efetivamente **mais de 90%** dos tecidos necróticos, contaminantes e bactérias, consequentemente reduzindo as taxas de infecções.
- ▶ Sistema fornecido totalmente estéril e descartável.

Indicações:

- ▶ Artroplastia total de joelho e quadril - cimentado e não cimentado
- ▶ Revisões de artroplastias
- ▶ Intervenções cirúrgicas
- ▶ Limpeza de feridas

Benefícios


- ▶ **Alta segurança do paciente** devido aos grampos especiais que evitam o refluxo da solução de enxague.
- ▶ **Peça de mão leve, design ergonômico** e tubos de sucção e enxague com cerca de 3m oferecem um uso confortável para o cirurgião.
- ▶ **Sistema único com bocais curtos e longos** inclusos para resultados em campos de indicação diferentes com **custo e operação otimizados**.
- ▶ Controle de velocidade com **dois estágios de fluxo**.
- ▶ Produto **sem látex**.
- ▶ **Limpeza intensa, mas suave** devido à pressão de irrigação tipo névoa > 15 psi.

SISTEMA >>ONE CLICK<<

A peça de mão **PulsaClean®** contém um mecanismo de fixação especial.

As diferentes aberturas diamétricas impedem uma fixação incorreta e a mistura dos tubos de enxague e de sucção.

Através do mecanismo >> **one click** <<, os bocais podem ser fixados firmemente na peça de mão e vitando que se soltem durante o uso.



COMO SOLICITAR

CÓDIGO DO PRODUTO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Nº DO REGISTRO ANVISA
Pulsa : LD 1000 (W-203 modelo)	1	Peça de mão, bocal femoral e bocal pulverizador	80517199003

 **CERTIFICADO INMETRO**

LAS Brasil

11 3569.4106

sac@lasbrasil.com | lasbrasil.com

