

SISTEMA HÍBRIDO DE DESCOMPRESSÃO DO QUADRIL

easycore | hip

Tratamento minimamente invasivo da
necrose avascular da cabeça femoral



PROCEDIMENTO

A descompressão do núcleo da cabeça femoral é um procedimento minimamente invasivo, seguro e eficaz para o tratamento de estágios precoces (pré-colapso) da necrose avascular do quadril. Este procedimento pode prevenir a progressão de uma artrose severa ou a artroplastia total do quadril.



OPÇÕES DE USO DO SISTEMA HÍBRIDO DE DESCOMPRESSÃO DO QUADRIL

- 1 Enxerto Autólogo
- 2 Enxerto Sintético em Grânulo
- 3 Substituto Ósseo em Pasta Graftys® HBS

LÂMINA EXPANSÍVEL EASYCORE

- Expansível e retrátil, removendo seletivamente o osso necrosado
- Seguro e de fácil manipulação
- Produzida em Nitinol
- Abertura ampla - 3cm de diâmetro
- Uso único, descartável
- ANVISA 80517199001



SUBSTITUTO ÓSSEO EM PASTA GRAFTYS® HBS

- Biocompatível - Fosfato de Cálcio
- Preparo rápido e fácil
- Isotérmico - PH Neutro
- Osteoindutor e Osteocondutor
- Apresentação - Seringa de 8cc
- ANVISA 80517190001



KIT NECROSE AVASCULAR DO QUADRIL

- Sistema de Injeção 2-Hole
- Marcação externa
- Marcação gradual na cânula para auxílio de inserção
- Uso único, descartável
- ANVISA 10243070088



LAS BRASIL

vendas@lasbrasil.com

www.lasbrasil.com

11 3569.4106

